

VENÜS<sup>CON</sup>

*Gülmek*  
herkesin hakkı

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Hakkımızda.....                            | 04       |
| Teknik Özellikler.....                     | 05       |
| Yüzey Özellikleri.....                     | 06       |
| Hammadde.....                              | 07       |
| Teknik Özellikler II.....                  | 08-09    |
| Ambalaj & Etiket.....                      | 10       |
| VenüsCon İmplant.....                      | 11       |
| İyileşme Başlıkları.....                   | 13-14    |
| Düz Abutment.....                          | 15       |
| Açılı Abutment 15°.....                    | 16       |
| Anatomik Düz Abutment.....                 | 17       |
| Açılı Abutment 25°.....                    | 18       |
| Anatomik Açılı Abutment 15°.....           | 19       |
| Anatomik Açılı Abutment 25°.....           | 20       |
| Geçici Abutment.....                       | 21       |
| Ti-Base Döküm Abutment.....                | 22       |
| Ölçü Parçaları.....                        | 23-24    |
| Multi Unit Abutment.....                   | 25       |
| Multi Unit Abutment Yardımcı (HEX).....    | 26       |
| Multi Unit Abutment Yardımcı (NO-HEX)..... | 27       |
| Dijital Çözümler.....                      | 28       |
| CAD-CAM Abutment.....                      | 29       |
| Hareketli Protezler.....                   | 30       |
| Cerrahi Set.....                           | 31-32-33 |

# SZUTEST

## EC CERTIFICATE

AT SERTİFİKA

According to Annex II of the Directive 93/42/EEC on Medical Devices

93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek II'ye göre

Full Quality Assurance System

Tam Kalite Güvencesi

Certificate Number: 2195-MED-2114402

Sertifika Numarası

Manufacturer:  
Üretici

MEDİSOLARİS SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Fatih Mah. 1191 Sk. B Blok Sit. B Blok Apt. No:28/1 Gaziemir, İzmir, TÜRKİYE

Product(s):  
Ürün(ler)

1. Dental Implants and Superstructures  
1. Dental İmplantlar ve Üst yapı Sistemleri  
2. Dental Implant Surgical Instruments  
2. Dental İmplant Cerrahi El Aletleri

Model(s):  
Model(ler)

MERKÜRHEX, VENÜSCON

Reference Report No: MM0878-P001-R01, MM0878-P001-R02, MM0878-P001-R03  
Referans Rapor No

Szutest, Notified Body 2195, declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system according to Annex II (excluding section 4), Section 3 of the directive 93/42/EEC on medical devices. This quality assurance system covers those aspects of manufacturing concerned with securing and maintaining safe conditions of the respective product(s) and conforms to the provisions of this Directive. The approved quality system is subject to surveillance pursuant to Annex II, Section 5 of Directive 93/42/EEC and unannounced audits.

Szutest must be informed of any significant changes in the design and/or construction of the product(s). For class I devices with sterile conditions the quality management system evaluation is restricted to the aspects of manufacture concerned with securing and maintaining sterile conditions. For class I devices with measuring function the quality management system evaluation is restricted to the aspects of manufacture concerned with the conformity of the devices with metrological requirements.

2195 kimlik numarası Onaylanmış Kuruluş Szutest, yukarıda belirtilen üreticinin 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği EK II(maddede 4 hariç) maddde 3'üne göre bir kalite yönetim sistemi uyguladığını, bu yönetim sisteminin yönetmeliğin sadece bahsi geçen ürünün üretiminin güvenliğini sağlama ve devam ettirme ile ilgili gerekliliklerin karşıladığını beyan eder. Onaylanan bu kalite yönetim sistemi, 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği EK II, Madde 5'e göre periyodik olarak gözetime ve habersiz saha denetimlerine tabidir. Üretici, ürünlerinin tasarımında ve yapısında gerçekleştirdiği önemli değişiklikleri Szuteste bildirmek zorundadır. Steril koşullarda üretilen sınıf I ürünler için kalite yönetim sistemi değerlendirilmesi üretimin steril koşulların sağlanması ve korunmasıyla ilmtidir. Ölçüm fonksiyonlu sınıf I ürünler için Kalite yönetim sistemi değerlendirilmesi üretimin cihazların metrolojik şartlara uyumunu sağlamasıyla ilmtidir.

This EC certificate is valid till 2024-05-26.

Bu AT Sertifikası: 2024-05-26 tarihine kadar geçerlidir.

Issue Date/Yayın Tarihi:

2021-05-24



*[Signature]*

Rukiye BALKAN  
Deputy General Manager  
Genel Müdür Yardımcısı

SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İvan Sk. No:1 Ümraniye 34774 İSTANBUL / TÜRKİYE

FR.MED.33 R-08

Szutest.com.tr



Sektörde uzun yıllardır farklı alanlarda deneyim sahibi olan ekibimizin 2020 senesinde İzmir’de kurduğu Medisolaris, bir yerli implant markası olarak piyasa ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla faaliyete geçmiştir.

Pratik ve yenilikçi çözümler üretmek için yola çıkan firmamız, sektörün her alanındaki ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip doğru yerde doğru ürünü sunarak, kaliteyi ön planda tutmayı amaçlayan bir prensip benimsemektedir.

Yüksek teknik bilgisini uzman satış yetenekleriyle birleştiren ekibimiz, rekabetçi ve yenilikçi fikirlerle kullanıcı isteklerini en iyi şekilde anlayıp, yüksek kalitede hizmet sağlamaktan mutluluk duymaktadır.



## Vizyonumuz

“*Gülmek*  
herkesin hakkı”

Medisolaris olarak vizyonumuz; teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak tasarladığımız yerli implantlarımızla Türkiye’de ve dünya çapında tüm hastaların tebessümlerine katkıda bulunmaktır.




## Misyonumuz

Medisolaris olarak misyonumuz; üstün teknolojik altyapı imkanlarımız ile kalite sınırları içinde esnek üretim anlayışı geliştirerek ve yerli üretime katkı sağlayarak hekimlerimize pratik çözümler sunmaktır.




VenüsCon Kemik Seviyeli İmplantları birçok endikasyon için mükemmel estetik ve doğallık sunar.



## Konik Bağlantı Avantajları

VenüsCon Kemik Seviyeli İmplantları 12° Konik hex bağlantısı ile İmplant - Abutment - Bağlantı Vidasına gelen kuvvetler dağıtılıp, tek bir noktada toplanmamaktadır. Konik Bağlantı sayesinde bakteriyel sızdırmazlık sağlanmaktadır. Minimum mikro hareket sayesinde marjinal bölgede en az kemik rezorpsiyonu ve bağlantı vidasında en az tork kaybı ve gevşeme yaşanmaktadır. Uzun dönemde mükemmel stabilite sağlanır.






### GELİŞTİRİLMİŞ **RBM** YÜZEY

Tüm VenüsCon İmplantları **RBM (Resorbable Blast Media)** işlemi ile yüzey pürüzlendirme gerçekleştirilmiştir. İstenilen pürüzlülüğü elde etmek için, implanta uygun sertleştirilmiş **Hidroksipatit (beta-Trikalsiyum Fosfat, Alpha Tcp, Ttcp ve Kalsiyum Fosfat (CPP))** partikülleri ile kumlanır ve ardından tanımlanmış bir pasivasyon işlemi ile yüzeyden çözülür. Sürekli yüzey pürüzsüzlüğü RA 1.5-2.3 olacak şekilde gerçekleştirilir.


Bu yüzey işlemi implantın üzerinde artık gömülü kum partikülleri veya kalıntı bırakmadan implant yüzeyini pürüzlendirmek için tasarlanmıştır.

Bu işlemle makro topografiya oluşturmak için implantın yüzeyinin **Kalsiyum Fosfat** malzeme ile kumlanmasını ve ardından gömülü **Hidroksipatit Partiküllerinin** ortamdaki uzaklaştırılması için pasivasyon işlemin yapılmasını içerir.

Sonuç olarak, **Osseointegrasyon** için daha büyük bir yüzey alanı, iyileştirilmiş tutunma özellikleri, artan biyolojik sabitleme ve implant-kemik temasını en üst düzeye çıkaran geleneksel asitle aşındırma işleminden daha pürüzlü bir implant yüzeyi elde edilmektedir.



**Celal Bayar Üniversitesi'nde** yapılan Edax Analizi sonucunda, biyokontaminasyona sebep olan ve osseointegrasyonu negatif etkileyen hiçbir elemente rastlanmamıştır.



Geliştirilmiş yeni **RBM Yüzey** sayesinde daha hızlı, daha iyi osseointegrasyon kalitesi sağlayan kemik morfolojisine uyumlu mükemmel olan değerlere ulaşılmıştır.

Tüm VenüsCon İmplantları alaşımlı **Titanyum Ti6Al4V ELI (Grade 23)**'den üretilmiştir. Bu alaşımın başlıca kemik ile neredeyse tamamen bütünleşme yeteneğinden dolayı implant üretimi için ideal malzeme olduğu kanıtlanmıştır. Aynı zamanda biyolojik olarak parçalanabilir, mukavemet ve dayanıklılık gibi üstün mekanik niteliklerin yanı sıra **Kimyasal Stabilité** sunar. Mekaniksel kuvvetler açısından **Grade 4'e** oranla **%40** daha dayanıklıdır.

**VenüsCon İmplantların** yüzeyi ince bir **Titanyum Oksit (TiO2)** tabaka ile kaplanmıştır. Ayrıca **RBM (Resorbable Blast Media)** işlemi ile yüzey pürüzlendirme gerçekleştirilmiştir. Bu geliştirilmiş yüzey teknolojisi için **Kalsiyum Fosfat** kullanılmıştır. Kalsiyum Fosfat biyoyoumlu bir malzemedir. Bu işlem ile implant yüzey alanı artırılarak daha fazla kemik implant temas alanı elde edilmiştir.




**VenusCon İmplantları** steril blister ve tüp içerisinde implant kapama vidası ile sunulmaktadır.

Steril tüp içerisinde yer alan **VenusCon İmplantın** tüp kapağının emniyet şeridinin daha önce açılmadığından emin olunuz. Tüpten çıkarılan askıda yer alan **Üst Kapak** aksel yönünde çekilerek çıkarılır. **Sıkma Parçası** index yönü ile implant index yönü paralel olacak şekilde yerleştirilir ve implant açılan yuvaya uygulanır. Sıkma Parçası, **5Ncm** kuvvet uygulanarak çıkarılır.



İmplant Kapama Vidası




İmplant Kapama Vidası, **Konik Hex Anahtarı** ile **5Ncm** kuvvet uygulanarak yerleştirildiği yerden aksel yönünde çekilerek çıkarılır

08

**Titanyum** malzemeden üretilen **Üst Kapak** aksel doğrultusunda çekilerek çıkarılır

Sıkma Parçası üzerindeki **düzlemsellik** Hex'in **index** yönünü gösterir


Dayanıklı metal tutucu yay



**Eksenel Hizalama** özelliği sağlayan tasarım

09

|                                                                                  |                                         |                                                                                   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Güneş Işığından Uzak Tutunuz            |  | Kullanma Talimatlarına Başvurunuz                 |
|  | Tekrar Kullanmayın                      |  | Tekrar Steril Edilemez                            |
|  | Işınlama Kullanılarak Steril Edilmiştir |  | Uyarı, Beraberinde Verilen Dökümanlara Başvurunuz |
|  | Sıcaklık Aralığı                        |  | Ambalaj Hasarlı İse Kullanmayın                   |
|  | Nem Aralığı                             |                                                                                   |                                                   |




Ürün etiketleri üzerinde yer alan **Kod** ve **Lot Numarası** ile tüm izlenebilirliği medikal sektörü için özel olarak hazırlanan **ÜTAKSİS** ERP programı ile sağlanmaktadır.




Sterilizasyon işlemi Gama ışınları ile standarda uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İmplantlar steril olarak uygun saklama koşullarında **5 yıl** boyunca stabiliteyi garanti edilen bir pakette sunulmaktadır.

**VenüsCon İmplantları** medikal kullanıma uygun gama ışınına dayanıklı malzemelerle üretilmektedir. İmplantlar askı üzerinde yer alan **Titanyum Ring**lere dikey olarak yerleştirilir. Askının alt kısmında **Kapama Vidası** yer almaktadır. **1.25 Konik HEX Anahtar** ile alınmasına göre tasarlanmıştır. İmplant tüpleri medikal ve gama standartlarına uyumlu ısı ile kapatılan **şeffaf Blister** ve **Tyvek** içerisine yerleştirilir. Sızdırmaz Tüp ve Sızdırmaz Blister ambalajı olmak üzere çift sızdırmazlık testlerini başarıyla geçmiştir.



**UYARI:** Emniyet Kilidi Açılmış Ürünleri Kesinlikle Kullanmayınız



Ürün Kodu

|        |          |
|--------|----------|
| L:6    |          |
| L:8    | SLV 3208 |
| L:10   | SLV 3210 |
| L:11.5 | SLV 3211 |
| L:13   | SLV 3213 |
| L:16   | SLV 3216 |



Ürün Kodu

|          |
|----------|
| SLV 3706 |
| SLV 3708 |
| SLV 3710 |
| SLV 3711 |
| SLV 3713 |
| SLV 3716 |



Ürün Kodu


|          |
|----------|
| SLV 4306 |
| SLV 4308 |
| SLV 4310 |
| SLV 4311 |
| SLV 4313 |
| SLV 4316 |



Ürün Kodu

|          |
|----------|
| SLV 5006 |
| SLV 5008 |
| SLV 5010 |
| SLV 5011 |
| SLV 5013 |
| SLV 5016 |

Yandaki şekilde **VenüsCon** İmplantların çaplarına göre tavsiye edilen kullanım alanları gösterilmektedir.



**Çap & Boy**  
TERCİHİ


# TEK PLATFORM ÇOKLU Uyum

Tüm İmplantlar ile uyumlu zengin üstyapı seçenekleri.

## VENÜSCON İYİLEŞME BAŞLIKLARI

### Narrow

Platform Switch




| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV NP101 | Ø3.9          | 2.0mm                 |
| SLV NP102 | Ø3.9          | 4.0mm                 |
| SLV NP103 | Ø3.9          | 6.0mm                 |



### Regular

Platform Switch



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV RP104 | Ø4.8          | 2.0mm                 |
| SLV RP105 | Ø4.8          | 4.0mm                 |
| SLV RP106 | Ø4.8          | 6.0mm                 |



### Wide

Platform Switch




| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV WP107 | Ø5.8          | 2.0mm                 |
| SLV WP108 | Ø5.8          | 4.0mm                 |
| SLV WP109 | Ø5.8          | 6.0mm                 |



### Narrow

Silindirik Form




| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV NP110 | Ø3.9          | 4.0mm                 |
| SLV NP111 | Ø3.9          | 6.0mm                 |



### Regular


Silindirik Form



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV RP112 | Ø4.8          | 4.0mm                 |
| SLV RP113 | Ø4.8          | 6.0mm                 |




## Wide



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV WP114 | Ø5.8          | 2.0mm                 |
| SLV WP115 | Ø5.8          | 4.0mm                 |




## Ti-Base




| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30119 | Ø4.0          | 6.0mm                 |
| SLV 30120 | Ø4.8          | 6.0mm                 |



## PEEK



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30121 | Ø5.8          | 6.0mm                 |




**Dişeti  
Yükseklik  
Belirleme  
Aparatı**


SLV 30550

### Abutment - İyileşme Başlığı Uyumu

| Abutment (H) | İyileşme Başlığı (H) |
|--------------|----------------------|
| 1.0mm        | 2.0mm                |
| 2.0/3.0mm    | 4.0mm                |
| 4.0/5.0mm    | 6.0mm                |




## Narrow



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV NP201 | Ø3.8          | 1.0mm                 |
| SLV NP202 | Ø3.8          | 2.0mm                 |
| SLV NP203 | Ø3.8          | 3.0mm                 |
| SLV NP204 | Ø3.8          | 4.0mm                 |
| SLV NP205 | Ø3.8          | 5.0mm                 |




## Regular



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV RP206 | Ø4.7          | 1.0mm                 |
| SLV RP207 | Ø4.7          | 2.0mm                 |
| SLV RP208 | Ø4.7          | 3.0mm                 |
| SLV RP209 | Ø4.7          | 4.0mm                 |
| SLV RP210 | Ø4.7          | 5.0mm                 |




## Wide



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV WP211 | Ø5.7          | 1.0mm                 |
| SLV WP212 | Ø5.7          | 2.0mm                 |
| SLV WP213 | Ø5.7          | 3.0mm                 |
| SLV WP214 | Ø5.7          | 4.0mm                 |
| SLV WP215 | Ø5.7          | 5.0mm                 |




**Narrow**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV NP251 | Ø3.8          | 1.0mm                 |
| SLV NP252 | Ø3.8          | 2.0mm                 |
| SLV NP253 | Ø3.8          | 3.0mm                 |
| SLV NP254 | Ø3.8          | 4.0mm                 |




**Regular**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV RP255 | Ø4.7          | 1.0mm                 |
| SLV RP256 | Ø4.7          | 2.0mm                 |
| SLV RP257 | Ø4.7          | 3.0mm                 |
| SLV RP258 | Ø4.7          | 4.0mm                 |




**Wide**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV WP259 | Ø5.7          | 1.0mm                 |
| SLV WP260 | Ø5.7          | 2.0mm                 |
| SLV WP261 | Ø5.7          | 3.0mm                 |
| SLV WP262 | Ø5.7          | 4.0mm                 |




**Narrow**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV NP301 | Ø3.8          | 1.0mm                 |
| SLV NP302 | Ø3.8          | 2.0mm                 |
| SLV NP303 | Ø3.8          | 3.0mm                 |




**Regular**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV RP304 | Ø4.7          | 1.0mm                 |
| SLV RP305 | Ø4.7          | 2.0mm                 |
| SLV RP306 | Ø4.7          | 3.0mm                 |




**Wide**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV WP307 | Ø5.7          | 1.0mm                 |
| SLV WP308 | Ø5.7          | 2.0mm                 |
| SLV WP309 | Ø5.7          | 3.0mm                 |




**Narrow**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV NP263 | Ø3.8          | 1.0mm                 |
| SLV NP264 | Ø3.8          | 2.0mm                 |
| SLV NP265 | Ø3.8          | 3.0mm                 |
| SLV NP266 | Ø3.8          | 4.0mm                 |




**Regular**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV RP267 | Ø4.7          | 1.0mm                 |
| SLV RP268 | Ø4.7          | 2.0mm                 |
| SLV RP269 | Ø4.7          | 3.0mm                 |
| SLV RP270 | Ø4.7          | 4.0mm                 |




**Wide**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV WP271 | Ø5.7          | 1.0mm                 |
| SLV WP272 | Ø5.7          | 2.0mm                 |
| SLV WP273 | Ø5.7          | 3.0mm                 |
| SLV WP274 | Ø5.7          | 4.0mm                 |




**Narrow**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV NP351 | Ø3.8          | 1.0mm                 |
| SLV NP352 | Ø3.8          | 2.0mm                 |
| SLV NP353 | Ø3.8          | 3.0mm                 |




**Regular**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV RP354 | Ø4.7          | 1.0mm                 |
| SLV RP355 | Ø4.7          | 2.0mm                 |
| SLV RP356 | Ø4.7          | 3.0mm                 |




**Wide**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV WP357 | Ø5.7          | 1.0mm                 |
| SLV WP358 | Ø5.7          | 2.0mm                 |
| SLV WP359 | Ø5.7          | 3.0mm                 |




**Narrow**




| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV NP360 | Ø3.8          | 1.0mm                 |
| SLV NP361 | Ø3.8          | 2.0mm                 |
| SLV NP362 | Ø3.8          | 3.0mm                 |

**Regular**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV RP363 | Ø4.7          | 1.0mm                 |
| SLV RP364 | Ø4.7          | 2.0mm                 |
| SLV RP365 | Ø4.7          | 3.0mm                 |


**Wide**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV WP366 | Ø5.7          | 1.0mm                 |
| SLV WP367 | Ø5.7          | 2.0mm                 |
| SLV WP368 | Ø5.7          | 3.0mm                 |




**HEX**




| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30651 | Ø4.7          | 1.0mm                 |
| SLV 30653 | Ø4.7          | 1.0mm                 |



**NO-HEX**




| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30652 | Ø4.7          | 1.0mm                 |
| SLV 30654 | Ø4.7          | 1.0mm                 |



VenüsCon Geçici Abutmentlar **Titanyum** ve kolay şekillendirilebilmesi amacıyla **PEEK** malzemeden üretilmiştir. **HEX** ve **NO-HEX** seçenekleri ile sunulmaktadır.

**VENÜSCON**  
UNİVERSAL DÜZ ABUTMENT



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV NP001 | Ø4.0          | 2.0mm                 |
| SLV RP002 | Ø4.7          | 2.0mm                 |
| SLV WP003 | Ø5.8          | 2.0mm                 |




**VENÜSCON**  
ANALOG



Analog

SLV 30201


**(HEX)**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30850 | Ø4.2          | 0.8mm                 |



**(NO-HEX)**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30851 | Ø4.2          | 0.8mm                 |



**Burn-Out  
Döküm Kebi**

SL 30903



**Abutment  
Vidası**

SLV 16000


Ti-Base Döküm Abutment, **Burn-Out Kep ve iki adet Bağlantı Vidası** ile paketlenmektedir.

**Titanyum Ti6Al4V ELI (Grade 23)** malzemeden üretilmiştir.




22


**Kapalı Kaşık (HEX)**




| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30100 | Ø4.0          | 2.5mm                 |
| SLV 30102 | Ø4.8          | 2.5mm                 |



**Kapalı Kaşık (NO-HEX)**



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30101 | Ø4.0          | 2.5mm                 |
| SLV 30103 | Ø4.8          | 2.5mm                 |



Kapalı Kaşık Ölçü Parçaları **SLV 16006** vida ile paketlenmektedir.



**Ölçü Parçası  
Ø4.5 (HEX)**

SLV 30112



**Ölçü Parçası  
Ø4.5 (NO-HEX)**

SLV 30113



**Kapalı Kaşık  
Ölçü Vidası**


SLV 16004

Klasik yöntem ile ölçü almak için Kanallı Ölçü Parçası ve **SLV 16004** Metrik Vida kullanılır.




23


### Açık Kaşık (HEX)




| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30108 | Ø4.0          | 2.5mm                 |
| SLV 30110 | Ø4.8          | 2.5mm                 |




### Açık Kaşık (NO-HEX)



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30109 | Ø4.0          | 2.5mm                 |
| SLV 30111 | Ø4.8          | 2.5mm                 |



Açık Kaşık Ölçü Parçaları **SLV 16002**  
vida ile paketlenmektedir.



**Açık Kaşık  
Ölçü Vidası**

SLV 16002




**Analog**

SLV 30201




### Multi Unit 0° (HEX)



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30501 | Ø5.0          | 1.0mm                 |
| SLV 30502 | Ø5.0          | 2.0mm                 |
| SLV 30503 | Ø5.0          | 3.0mm                 |
| SLV 30504 | Ø5.0          | 4.0mm                 |
| SLV 30505 | Ø5.0          | 5.0mm                 |




### Multi Unit 0° (NO-HEX)



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30506 | Ø5.0          | 1.0mm                 |
| SLV 30507 | Ø5.0          | 2.0mm                 |
| SLV 30508 | Ø5.0          | 3.0mm                 |
| SLV 30509 | Ø5.0          | 4.0mm                 |
| SLV 30510 | Ø5.0          | 5.0mm                 |




### Multi Unit Açılı 15°



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30511 | Ø5.0          | 1.5mm                 |
| SLV 30512 | Ø5.0          | 2.5mm                 |
| SLV 30513 | Ø5.0          | 3.5mm                 |



### Multi Unit Açılı 30°



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30514 | Ø5.0          | 2.5mm                 |
| SLV 30515 | Ø5.0          | 3.5mm                 |
| SLV 30516 | Ø5.0          | 4.5mm                 |




 Kapalı Kaşık  
Ölçü Parçası

SL 30100


 Açık Kaşık  
Ölçü Parçası

SL 30102



Titanyum Kep

SL 30906



Burn-Out Kep

SL 30901



Ti-Base

SL 30908


 Kapalı Kaşık  
Ölçü Parçası

SL 30101


 Açık Kaşık  
Ölçü Parçası

SL 30103



Titanyum Kep

SL 30907



Burn-Out Kep

SL 30902



Ti-Base

SL 30909



Analog

SL 30201


 Dijital  
Analog

SL 30205



Konfor Kep

SL 30904


 Tarama  
Parçası

SL 30910


 İmplant Bağlantı  
Vidası

SLV 16007



Analog

SL 30202


 Dijital  
Analog

SL 30206



Konfor Kep

SL 30904


 Tarama  
Parçası

SL 30911


 İmplant Bağlantı  
Vidası

SLV 16007


 Açık Kaşık  
Ölçü Vidası

SL 16000


 Okluzal  
Vida

SL 16001

 Açık Kaşık Ölçü Parçası **SL 16000** vida ile paketlenmektedir.

 Kapalı Kaşık Ölçü Parçası, Titanyum Kep, Burn-Out Kep,  
Ti-Base ve Tarama Parçası **SL 16001** Okluzal Vida ile  
paketlenmektedir.

 Kapalı Kaşık  
Ölçü Parçası

SL 30101


 Açık Kaşık  
Ölçü Parçası

SL 30103



Titanyum Kep

SL 30907



Burn-Out Kep

SL 30902



Ti-Base

SL 30909



Analog

SL 30202


 Dijital  
Analog

SL 30206



Konfor Kep

SL 30904


 Tarama  
Parçası

SL 30911


 İmplant Bağlantı  
Vidası

SLV 16007


 Açık Kaşık  
Ölçü Vidası

SL 16000


 Okluzal  
Vida

SL 16001

 Açık Kaşık Ölçü Parçası **SL 16000** vida ile paketlenmektedir.

 Kapalı Kaşık Ölçü Parçası, Titanyum Kep, Burn-Out Kep,  
Ti-Base ve Tarama Parçası **SL 16001** Okluzal Vida ile  
paketlenmektedir.


# VENÜS DİJİTALDE UZAY

Çağrı


## WORKFLOW



VenüsCon Dijital İmplant iş akışı ile daha fazla implant vakasını daha kısa sürede tamamlayabilir, daha karmaşık vakaları güvenle tedavi edebilir ve tedavinin öngörülebilirliğini artırabilirsiniz.

## VENÜSCON CAD-CAM ABUTMENT


### Ti-Base Cad-Cam (HEX)



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30801 | Ø3.8          | 1.0mm                 |
| SLV 30802 | Ø3.8          | 2.0mm                 |
| SLV 30803 | Ø3.8          | 3.0mm                 |
| SLV 30804 | Ø4.7          | 1.0mm                 |
| SLV 30805 | Ø4.7          | 2.0mm                 |
| SLV 30806 | Ø4.7          | 3.0mm                 |




### Ti-Base Cad-Cam (NO-HEX)



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30808 | Ø3.8          | 1.0mm                 |
| SLV 30809 | Ø3.8          | 2.0mm                 |
| SLV 30810 | Ø3.8          | 3.0mm                 |
| SLV 30811 | Ø4.7          | 1.0mm                 |
| SLV 30812 | Ø4.7          | 2.0mm                 |
| SLV 30813 | Ø4.7          | 3.0mm                 |



### Sirona Ti-Base



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dişeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30807 | Ø4.5          | 1.0mm                 |



Tarama  
Parçası

SLV 30900



Premill  
Abutment

SLV P3000




Dijital  
Analog

SLV 30202

Tarama Parçası ve Premill Abutment **SLV 16000** vida ile paketlenmektedir.

Dijital Analog **SL 20000** metrik vidası ile paketlenmektedir.


### Locator Abutment



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dışeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30451 | Ø3.86         | 1.0mm                 |
| SLV 30452 | Ø3.86         | 2.0mm                 |
| SLV 30453 | Ø3.86         | 3.0mm                 |
| SLV 30454 | Ø3.86         | 4.0mm                 |
| SLV 30455 | Ø3.86         | 5.0mm                 |



### Topuz Abutment



| Ürün Kodu | Platform Çapı | Dışeti Yüksekliği (H) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| SLV 30601 | Ø4.5          | 1.0mm                 |
| SLV 30602 | Ø4.5          | 2.0mm                 |
| SLV 30603 | Ø4.5          | 3.0mm                 |
| SLV 30604 | Ø4.5          | 4.0mm                 |
| SLV 30605 | Ø4.5          | 5.0mm                 |



**Metal  
Yüzük**

SL 30905



**Topuz Abutment  
Ölçü Parçası**

SL 30106



**Locator Abutment  
Ölçü Parçası**

SL 30107



**Topuz  
Analog**

SL 30203



**Locator  
Analog**


SL 30204



VENÜSCON

**GÜVENLİ &  
HIZLI  
CERRAHİ**






*"Hayal edebildiğiniz  
her şey gerçektir."*

Pablo Picasso





VENÜS<sup>NO</sup>

*Gülmek*  
herkesin hakkı



+90 (232) 203 66 55

Fatih Mah. 1191 Sk. No:28/1 B Blok  
Gaziemir - İZMİR

Rev.001 TR 2023